

ISIT祭り IN SRP ～半導体産業で広がるDX・GX～

ナノの世界を見る・触る・化学する


～ 材料研究における AFM 技術の多様性と可能性 ～

Meet the Bruker Team:


2024-11-15

Dr. Masatoshi Yokokawa, Application Scientist

E-mail: Masatoshi.Yokokawa@bruker.com




AFMってどんな装置？




『ナノレベル』で 試料表面の 形状・機械特性・電気特性等 の
同時測定が可能なユニークな顕微鏡

原子間力顕微鏡 (AFM) とは？




ナノレベルまで先鋭化した探針を用いて試料表面をなぞることで、高い空間分解能でその表面形状を捉える顕微鏡 (Scanning Probe Microscope)









Bruker 製高性能 AFM Dimension Icon

原子間力顕微鏡 (AFM) とは？





AFMの特徴

- 簡単に高分解能の表面観察が可能
- 試料の染色・固定化・乾燥が不要
- あらゆる環境下で利用可能




原子間力顕微鏡 (AFM) 技術の進展


Mapping Topography




Si (111) / 真空




DNA / 大気




Protein GroEL / 液中高速



ヌクレオソーム / 大気








M期染色体 / 液中



HeLa細胞 / 液中



原子間力顕微鏡 (AFM) 技術の進展

Mapping Topography -> More Information!



Nanoscale IR Spectroscopy

- Rich, interpretable nanoIR spectra directly correlated to FTIR
- Hyperspectral AFM-IR for high-resolution, nanoIR spectroscopy in seconds
- Sub-10nm resolution chemical imaging with Tapping AFM-IR
- **NEW** Surface Sensitive nanoIR mode for thin films





AFM-IR:

AFM based InfraRed spectroscopy

AFM ベースの赤外分光技術


化学的生命の誕生：

鉱物の包含物中に封入された原始生代の生命構成元素分析



37億年前の岩石中の **ナノ赤外分析** から、原初の有機生命体の痕跡を発見

小惑星探査機「はやぶさ 2」初期分析 固体有機物分析チーム 研究成果の科学誌「Science」論文掲載について



非処理のリュウグウ試料のAFM 赤外顕微鏡観察で
取得された各官能基の赤外吸収に基づくマップ

赤 : $\text{C}=\text{O}$ ($1,720 \text{ cm}^{-1}$)、**青** : $\text{C}=\text{C}$ ($1,600 \text{ cm}^{-1}$)、
緑 : $\text{Si}-\text{O}$ ($1,020 \text{ cm}^{-1}$)。層状ケイ酸塩と有機ナノ
粒子（赤、紫）が共存している。濃緑色の領域は、
薄く広がった有機物と推測される。

H. Yabuta, et.al., *Science*, **379**: eabn9057 (2023)


Intro to AFM-IR - the AFM probe is the IR detector




1 An IR pulse arrives on the sample surface



2 The sample absorbs the IR pulse, heats up and expands, applying a mechanical force on the AFM probe




3 The magnitude of this force is proportional to the absorption coefficient and so the FTIR response



Spectroscopy and Imaging


Spectroscopy

- Keep the probe fixed in space and scan the IR wavelength.
- **IR spectroscopy at the nanoscale**



Imaging


- Keep the IR wavelength fixed and scan the probe in space.
- **Simultaneous topography and IR chemical mapping**



Photothermal AFM-IR: Applications Overview


Polymers

Multilayer Films
Blends
Fibers




Life Science

Cells
Proteins
Tissues




Environmental

Geoscience
Bitumen Cultural
Heritage




Pharmaceutical Science

Drug Formulation
Drug Delivery




Material Research

Thin films
Solar Cells




Microelectronics / Semiconductor


Nano-contaminants
Devices




① ポリマーアロイの高分解能 AFM-IR 分析 --- PET / PTF ポリマーブレンド ---







Phase image



Tapping AFM-IR Image at 1100 cm⁻¹




② ポリマーアロイの主成分分析 --- 高耐衝撃ポリプロピレン (HIPP) ---




F. Tang, et al., *Polymer*, **142**, 155–163 (2018)

③ ポリマーフィルム 界面の化学


--- PA / EVOH / PE 多層高バリアフィルム ---




PA: Polyamide



EVOH: Ethylene-vinyl alcohol copolymer







PE: Polyethylene



個々のフィルムの成分として PA,
EVOH, PE を分光学的に識別

Vib. Spectrosc., 82, 1015 (2016)


④ 半導体材料のナノ欠陥解析 --- プロセス誘起欠陥の解析 ---



ECS J. Solid State Sci. Technol. 2016, 5 (4), P3018-P3024

⑤ 半導体材料のナノ欠陥解析

--- シリコン基板上の異物解析ワークフロー ---






異物発見

スペクトル測定


FTIR ライブラリサーチ

AFM Height Image



Micro and nanocontaminants

Case Study with Intel for SPIE Photomask



Paper 13216-28

AFM Nano-IR for photomask in-line defect characterization

1 October 2024 • 11:15 AM - 11:30 AM PDT | Monterey Conf. Ctr., Steinbeck 2

 Add to My Schedule

Abstract

Authors






As HVM of photomasks of various types and processes expands, defects and their origin are of particular concern. Organic materials are present in many aspects of a photomask's lifecycle, from carriers and tool hardware to resists and chemical residues. With the emergence of AFM-NanoIR failure analysis techniques, distinguishing organic defects and thin films with high resolution is limited only by the size of the AFM probe. Using Bruker's Icon-IR lab AFM, we collect IR spectra of many common materials found in our process to build a database, allowing future defects to be matched to our known materials and general external IR databases. To expand our capabilities, an in-line automated AFM with spectra acquisition capability is required, with cleanliness and recipe reliability required for factory use. To support this automated toolset, an automated reporting function has been developed to quickly provide customers with a complete picture of a defect, from AFM scan to IR spectra, complete with IR imaging at wavelengths of interest. This paper seeks to decode the nature of AFM Nano-IR and its place as an essential in-line defect analysis technique.

Paper 13216-28, AFM Nano-IR for photomask in-line defect characterization

<https://spie.org/photomask-technology/presentation/AFM-Nano-IR-for-photomask-in-line-defect-characterization/13216-28>

⑥ 医療応用

--- ステロイド系抗炎症薬 (Dexamethasone) ---



Dexamethasone,
anti-inflammatory glucocorticoid

膜脂質エステル
C=O 伸縮

タンパク質由来の
アミドI, II バンド


薬剤及び膜脂質由来
-CH₂ 変角振動

脂質膜領域における薬剤
の蓄積が示されている

Sample courtesy: FU Berlin

State of the Art for AFM-IR


1. Access to True Chemical Selectivity with Easy Data Interpretability



- **AFM-IR では光の吸収現象を直接検出する** ため、得られた AFM-IR スペクトルデータをそのまま従来の赤外分光データと比較し、物質の定量・同定を行う事が可能です

State of the Art for AFM-IR

2. High Sensitivity (< 1 nm)







High Performance Tapping AFM-IR

- **High sensitivity:** <1 nm on non-metal substrate
- **High spatial resolution:** <2 nm
- **Controlled probing depth and surface sensitivity**
- **High measurement speed:**
High IR imaging rate; fast spectroscopy /hyperspectral
- **Artifact-free:** Mechanical compensation with PLL


- **Tapping AFM-IR spectra and image of a thin PLA film sample on mica, courtesy of EAG Laboratories**

State of the Art for AFM-IR

2. High Sensitivity (monolayer sensitivity on HOPG)



(PeakForce Tapping, PEAKFORCE-HIRS-SSB)





A. Hamadeh, et al., *Communications Chemistry*, **6**, 246 (2023)

State of the Art for AFM-IR

3. High Resolution (molecular resolution: 1-2 nm)

- Resolution: 1-2 nm (10-90% 'level')
- Monolayer (0.8 nm) sensitivity on HOPG




Collaboration with Pr. Alexandre Dazzi (Université de Paris-Saclay),

Pr. Frank Palmino (Université de Franche-Comté, FEMTO-ST), Pr. Frédéric Chérioux (CNRS, FEMTO-ST)

Unpublished data

State of the Art for AFM-IR

4. High Through-put: Scanning speed of 8 Hz (small, hi-res scans)



Height Sensor

PLL Frequency


Amplitude (IR)

- Tapping AFM-IR @ 8.79Hz line rate (500 x 500 nm², 256 x 256 px), PS-PMMA sample @ 1,728 cm⁻¹

State of the Art for AFM-IR

4. High Through-put: Scanning speed of 8 Hz (small, hi-res scans)


- PS-PMMA block co-polymer, mapping at 1730 cm^{-1} , roughness 0.5 nm , $500\times 500\text{ nm}$, 256×256 pixels
- TNIR-D probe



State of the Art for AFM-IR

5. Nanoscale Correlative Imaging - How They Work Together


Topography



Height Sensor


1.0 μm

Mechanical



Adhesion


1.0 μm



Modulus (LogDMT)


1.0 μm

Electrical (KPFM)



Potential


1.0 μm



Dielectric (Phase2)


1.0 μm

Chemical (IR)



IR @ 1464 cm⁻¹ (LDPE)

1.0 μm




IR @ 1490 cm⁻¹ (PS)

1.0 μm

State of the Art for AFM-IR


5. Nanoscale Correlative Imaging - How They Work Together

Topography (-60 nm ~ 60 nm)




Topography

Chemical (Butadiene / Styrene)




Chemistry

Adhesion (25 ~ 75 nN)



Functions (NanoMechanics)

Modulus (1 ~ 12 GPa)




400.0 nm

Styrene-butadiene rubber with a carbon black filler

<< Tapping AFM-IR + PeakForce QNM >>

試料表面の ナノ形状，機械・物理特性，化学構造解析 から 総合的に材料評価を行う新しい分析装置




Nanoscale Imaging

With the best
nanoIR sensitivity

Nanoscale Spectroscopy

With highest lateral
resolution






Nanoscale Chemical ID

With direct
correlation to FTIR

Nanoscale Correlative Mapping

With Bruker's
PeakForce modes



今回ご紹介した装置が利用できる施設

福岡市産学連携交流センター


Fukuoka industry-academia Symphonycity



分析機器室にて利用可能

- Bruker 製 ナノ赤外分光装置 Dimension IconIR

Thank you!



Innovation with Integrity